

UNIVET



# LOUPES

Magnification Systems



Made in Italy

DES



The shapes and high-end materials that we use are defined by the Italian manufacturing tradition and they enrich all of our products, so that they become not only a tool, but a testimony of Italian craftsmanship excellence.

*Linee e materiali pregiati delineano lo stile della tradizione manifatturiera italiana arricchendo ogni modello per renderlo, non solo uno strumento di lavoro, ma anche un testimone dell'eccellenza artigianale Italiana.*

STIGN

# Heritage

Since 1997 Univet has become an ambassador of style, quality and luxury, typical of the Italian fashion and design world. In the years we have created iconic shapes through which we distinguished ourselves, while we reconceived the idea of professional eyewear.

*Dal 1997 Univet è ambasciatore di stile, qualità e lusso, tipici del mondo della moda e del design italiano. Negli anni ha creato forme iconiche attraverso le quali distinguersi, reinterpretando l'occhiale professionale.*



Look  
& Cool



# Our vision

Our vision is to make the eyewear inspiring and comfortable so that it becomes one with the user, to improve the quality of life and guarantee an increased performance.

*La nostra vision è rendere affascinante e confortevole l'occhiale affinché diventi un tutt'uno con il professionista, per migliorare la qualità della vita e garantire un aumento della performance.*

Look  
& Cool





# Shapes & style

Our glasses become design pieces, pleasant to look at and comfortable to wear, but still an indispensable tool for everyday work.

*Gli occhiali diventano oggetti di design, belli da vedere e da indossare, uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano.*



Look  
& Cool





# Materials & Colours

The balance between colours, shapes and light expresses the essence of our philosophy, where the sleek shades, bold lines and precious materials make each pair of glasses an exclusive product signed by Univet.

*L'equilibrio tra colore, forma e luce esprime l'essenza della nostra filosofia, dove i toni eleganti, le linee decise e i materiali pregiati rendono ogni loupes un prodotto esclusivo, firmato Univet.*



Discover  
our products

Look & Cool page 53





# Light design

The light gets molded and driven by our LED system so to become a precision tool; its shapes and technology create an extension of the magnifying system.

*La luce viene plasmata e controllata divenendo uno strumento di precisione; forme e tecnologia creano un'estensione del sistema ingrandente.*



# Exclusive details

Ultra-light materials and a compact and minimal design  
can make an attachment into a real protagonist.



*Materiali ultra leggeri, linee compatte e minimali  
trasformano un accessorio in un vero protagonista.*



Discover  
our products

EOS Wireless page 95







Univet's  
*Technology &  
craftmanship*



# INDEX

- 18. **WHY UNIVET**  
Perchè Univet
  
- 30. **MAGNIFICATION SYSTEMS**  
Sistemi d'ingrandimento
  
- 42. **WHY CHOOSE LOUPES**  
Perchè scegliere i sistemi ingrandenti
  
- 50. **TAILOR MADE LOUPES**  
Sistemi d'ingrandimento su misura
  
- 86. **ACCESSORIES INCLUDED**  
Accessori inclusi
  
- 90. **HEADLIGHTS**  
Illuminatori
  
- 114. **HEADLIGHT OPTIONAL**  
Optional per illuminatore
  
- 118. **READY MADE LOUPES**  
Sistemi d'ingrandimento pronti all'uso
  
- 126. **SAFETY SOLUTIONS**  
Soluzioni safety

LOU



why univet

PPES

IN-HOUSE  
DESIGN

The project and the design are made in-house, they are a guarantee of unique and unmistakable aesthetics, innovation and comfort. These are imperative features that have always characterized our products. Feedback and tips from end-users are always taken constructively into consideration to improve the efficiency of these highly technical and performing tools.

*La progettazione e il design in-house sono garanzia di estetica unica ed inconfondibile, innovazione e comfort, qualità indispensabili che caratterizzano da sempre il nostro prodotto. Feedback e stimoli degli utilizzatori vengono interpretati per rendere sempre più efficienti questi strumenti altamente tecnici e performanti.*



LEARN MORE



[univetloupes.com/perfect-balance](https://univetloupes.com/perfect-balance)





# Frames

## PERFECT BALANCE

In a magnifying system, the weight distribution it's one of the most important specs. Univet designs and creates frames, with an evenly distributed weight, that wraps in the most efficient way around the user's head, this means enhanced comfort even during prolonged use.

*In un sistema ingrandente, la distribuzione del peso è una delle specifiche più importanti. Univet progetta e crea montature con un peso distribuito in modo ottimale intorno alla testa, questo si traduce in un maggiore comfort anche durante un uso prolungato.*





LEARN MORE



[univetloupes.com/optics](https://univetloupes.com/optics)





# Optics

## THE HEART OF LOUPES

The optical elements are the backbone of the Loupes system and are the secret ingredient of its high performance. Our R&D department in the past years has developed always lighter and sharper binoculars that today are a distinct feature of every Univet loupes.

*Gli elementi ottici sono il cuore del sistema ingrandente e sono l'ingrediente segreto delle sue performance. Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo ha implementato negli anni sistemi sempre più leggeri e precisi che sono oggi l'elemento distintivo di ogni loupes Univet.*









# System

TAILOR MADE

Our loupes system is the union of two distinct elements in perfect harmony, where the frame design merges with the outstanding optical technology of our binoculars. This process makes each loupes system a one-off, precisely tailored based on the user physiognomy and his professional needs.

*Il nostro sistema è l'unione tra 2 elementi in una perfetta coesione, dove il design del frame si unisce alla massima tecnologia ottica ingrandente. Questa fase rende il sistema loupes unico al mondo perché realizzato sulla tua esatta fisionomia e in base alle tue esigenze professionali.*







# Loupes

BECOME ONE WITH YOURSELF

The Univet loupes will become one with yourself to give you performance and comfort like never before.

*Il loupes Univet diverrà un tutt'uno con te stesso per darti performance e comfort come mai avevi provato prima.*

LOU

magnification systems

IPERS



The image features three distinct fabric textures. On the left is a dark charcoal-colored fabric with a fine, uniform weave. In the center is a patterned fabric with a houndstooth or chevron design, consisting of interlocking V-shapes in a light and dark color. On the right is a light grey fabric with a visible ribbed or corduroy-like texture. The fabrics are arranged in a vertical, slightly overlapping manner.

power  
optics





Galilean and Prismatic are the two types of magnifying technology adopted for our loupes. The choice of a specific technology depends mostly on the client needs and the profession in which is going to be used: there is a wide range of magnification levels for every medical procedure.

*Galileiana e Prismatica sono le due tipologie di ottica adottate per il sistema ingrandente. La scelta della tipologia ideale dipende dall'applicazione d'uso e dalle proprie esigenze personali.*



Made in Italy

UNIVERSAL  
OPTICAL TECHNOLOGY

new optics HD

# PRO





# galilean

## SYSTEM

The new Galilean PRO HD magnification systems offer high optical quality, wide field of view and the best depth of field while maintaining a light weight. They are particularly intuitive and offer extreme versatility.

*I nuovi sistemi di ingrandimento galileiani PRO HD offrono elevata qualità ottica, ampio campo visivo e la migliore profondità di campo, mantenendo un peso ridotto. Sono particolarmente intuitivi e offrono un'estrema versatilità.*







galilean

SYSTEM





**2.0 X**  
Galilean PRO HD  
NEW



**2.5 X**  
Galilean PRO HD  
NEW




**3.0 X**  
Galilean PRO HD  
NEW



**3.5 X**  
Galilean PRO HD  
NEW

The new Galilean PRO HD magnification systems are ideal for dentists, dental hygienists, doctors, veterinarians or for anyone who wants to visualize a wide field of view, maintaining an intuitive identification of external reference points without sacrificing a high optical quality.

*I nuovi sistemi di ingrandimento galileiani PRO HD sono l'ideale per dentisti, igienisti dentali, dottori, veterinari o per chi in generale desidera visualizzare un ampio campo visivo, mantenendo un'intuitiva identificazione dei punti di riferimento esterni senza rinunciare ad un'elevata qualità ottica.*



UNIVET



optics ULTRA HD

XS

Made in Italy

Made in Italy

UNIVET

UNIVET

Made in Italy



# prismatic

## SYSTEM

Prismatic loupes XS ULTRA-HD are engineered and designed to allow a higher magnification with the greatest clarity. They will take your work to the next level, thanks to its exceptional definition.

*I sistemi di ingrandimento prismatico XS ULTRA-HD sono progettati e realizzati per consentire il massimo ingrandimento e una perfetta nitidezza delle immagini. Porteranno il tuo lavoro al massimo delle prestazioni, dando un livello di dettaglio eccezionale.*





prismatic

SYSTEM





**3.5 X**

Prismatic XS ULTRA-HD



**4.0 X**

Prismatic XS ULTRA-HD



**5.0 X**

Prismatic XS ULTRA-HD

In the magnifying systems field, Univet XS ULTRA-HD prismatic lenses are the benchmark for the highest resolution and perfect edge definition. The ideal solution for dentists and surgeons working at the highest level of magnification.

*Nel mondo dei sistemi ingrandenti, le lenti prismatiche Univet XS ULTRA-HD sono il punto di riferimento per l'altissima risoluzione e la perfetta definizione dei bordi. La soluzione ideale per dentisti e chirurghi che lavorano al massimo livello di ingrandimento.*



LOU

why choose

PEPS

postu



The musculoskeletal health of dental and medical professionals has been the subject of numerous international studies.

*La salute muscoloscheletrica dei professionisti del settore dentale e medico è stata oggetto di numerosi studi internazionali.*

# re

If you enter the search term "dentist" in Google, you will find many images of dentists who are working hunched over the patient, the same goes for surgeons, veterinarians and many other medical professions.

The general consensus is that an uncomfortable posture, static positions, repetitive motions, vibrations, and the small operating field are challenging ergonomic issues for any doctor, dentist, or dental hygienist.

*Se inserite il termine di ricerca "dentista" in Google, troverete molte immagini di dottori che lavorano ingobbiti sul paziente, lo stesso vale per i chirurghi.*

*L'opinione generale è che la postura scomoda, la posizione statica, il movimento ripetitivo, le vibrazioni e il piccolo campo operatorio siano problemi ergonomici per qualsiasi chirurgo, dentista o igienista dentale.*

## 01 Lumbar kyphosis



## 02 Back



## 03 Neck



LEARN MORE



[univetloupes.com/why-choose-loupes](http://univetloupes.com/why-choose-loupes)

# ergonomic



Magnification systems are known to improve accuracy in dental and surgical procedures. Over time it has been proven that these systems also provide ergonomic benefits, because they can prevent unnecessary stooping and hunching and can thus prolong the performances in the working day as well as the whole career.

*È noto che i sistemi ingrandenti migliorano la precisione nelle procedure odontoiatriche e chirurgiche.*

*Nel tempo è stato dimostrato, inoltre, che questi sistemi forniscono anche benefici ergonomici, perché consentono di assumere e mantenere una posizione corretta, prolungando le performance lavorative sia nella giornata che nell'intera carriera.*

# omics





# Headlights

Enhance the benefit of loupes

The advantage of the use of a headlight is as significant as that of the loupes themselves. Inadequate lighting can lead to incorrect postures needed to illuminate shadowed areas.

Thanks to the use of our frontal headlight, mounted on the loupes, everything the user will see will be illuminated, thus eliminating the presence of shadows that the overhead light normally projects.

*I benefici dell'headlight sono importanti quanto quelli apportati dall'utilizzo del sistema ingrandente. Un'illuminazione inadeguata può portare infatti a posture scorrette, necessarie per visualizzare le zone in ombra.*

*L'illuminatore frontale, montato sul sistema ingrandente, permette all'utente di illuminare il proprio campo visivo, eliminando in questo modo la presenza delle ombre che la lampada clinica normalmente proietta.*

LEARN MORE



[univetloupes.com/why-choose-loupes](http://univetloupes.com/why-choose-loupes)



clear

It has been proven that the use of the headlight enhances the clinical outcome, reduces stress in the muscles of the arm, shoulder, and upper back, it also provides a clear field and reduces eye strain.

*È stato provato che l'uso dell'illuminatore migliora il risultato clinico, riduce lo stress nei muscoli del braccio, della spalla e della parte superiore della schiena, fornisce un campo visivo più chiaro e riduce l'affaticamento degli occhi.*

01 Provides a clear field

02 Reduces eye strain

03 Enhances the clinical outcome

field

LOU



taylor made

PPES



UNIVET



UNIVET

UNIVET

Made in Italy

UNIVET



# Look & Cool

The Look & Cool are faithful to the unmistakable Univet style: the hand varnished nylon paired with a metal inserts makes each piece light and precious. The eyewear becomes stylish, for both men and women, an item to appreciate, because it's comfortable, functional and made out of quality materials.

*Look & Cool interpretano l'inconfondibile stile Univet: il nylon verniciato a mano abbinato ad inserti in metallo rendono ogni pezzo leggero e prezioso. L'occhiale diviene elegante, sia per l'uomo che per la donna, uno strumento da sfoggiare, comodo, funzionale e di altissimo pregio.*







# frame



DETAILS

Look  
& Cool

## SIZE

53 □ 17  
Universal Fitting

---

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0X	•	
2.5X	•	
3.0X	•	
3.5X	•	
4.0X		
5.0X		

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection  
Elastic band

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving inside the temple

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



Find out more



[univetloupes.com/look](https://univetloupes.com/look)

# Look

Emerald



# LOOK



new  
Available Galilean



## SIZE

56 □ 16  
Universal Fitting

---

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0X	•	
2.5X	•	
3.0X	•	
3.5X	•	
4.0X		
5.0X		

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection  
Elastic band

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving inside the temple

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



Find out more



[univetloupes.com/cool](https://univetloupes.com/cool)

# Cool

Ruby



# COOL

new

Available Galilean

AWARDS





# ITA

Soft and winding lines retrace historic styles, reinterpreting them through the use of modern materials and precious finishes. A style that is independent to fashions and that doesn't age.

*Linee morbide e sinuose ripercorrono stili del passato, reinterpretandoli attraverso l'uso di materiali moderni e preziose finiture. Uno stile trasversale alle mode e che dura nel tempo.*







# frame



DETAILS

ITA

## SIZE

54 □ 17  
Universal Fitting

---

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0X	•	
2.5X	•	
3.0X	•	
3.5X	•	•
4.0X		•
5.0X		•

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection  
Elastic band



---

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving inside the temple

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



ITA

Black Edition



# BLACK

edition

Available Prismatic / Galilean



AWARDS



reddot winner 2016



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2018







# ONE

A return to essential shapes and lines, that allow this design to look always futuristic. The use of Solid and light materials and primary colours make the ONE a piece of timeless elegance.

*Un ritorno alle linee essenziali, sempre attuali grazie al rigore della forma. Materiali solidi ma leggeri e colori primari rendono ONE un elemento dall'eleganza senza tempo.*





# frame

DETAILS

ONE





## SIZE

55 □ 15 52 □ 15

Universal Fitting

---

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0X	•	
2.5X	•	
3.0X	•	
3.5X	•	•
4.0X		•
5.0X		•

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection


Elastic band

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving inside the temple

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



# ONE

Black Edition



# BLACK

edition

Available Prismatic / Galilean






# ASH

The extreme focus on materials, the discovery of new shapes, lines and dimensions through the reinterpretation of our most iconic models, make ASH a truly contemporary design.

*L'attenzione estrema per i materiali, la ricerca di nuove forme, linee e dimensioni attraverso la rivisitazione di modelli iconici, fanno di ASH un elemento contemporaneo.*







# frame

DETAILS



# ASH

## SIZE

55□17 53□17

Universal Fitting

---

Magnification		
	Galilean	Prismatic
2.0X	•	
2.5X	•	
3.0X	•	
3.5X	•	•
4.0X		•
5.0X		•

---



## ACCESSORIES INCLUDED

Side protection

Elastic band

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving outside the temple

# ASH

Grey Carbon



# GREY

carbon

Available Prismatic / Galilean







# TECHNE

The adaptive nature of its sporty and enveloping lines, together with an innovative shape and an outstanding lightness will provide you the best comfort. In fact these glasses have an adapting fitting which improves the performance. Also available in the Techne RX version, a special frame designed for people who need prescription lenses.

*La dinamicità delle linee avvolgenti e sportive, unitamente alla forma innovativa ed un'estrema leggerezza, sono garanzia di comfort assoluto. Gli occhiali di questa linea hanno infatti un adattamento al viso e un peso ridotto che migliora le performance. Disponibile anche nella versione Techne RX, un progetto ottico speciale studiato per persone che necessitano di lenti correttive.*





# frame

DETAILS

TECHNE





## SIZE

66 □ 15

Western Fitting   Japan/Asian Fitting

---

Magnification		
	Galilean	Prismatic
2.0X	•	
2.5X	•	
3.0X	•	
3.5X	•	•
4.0X		•
5.0X		•

---

## ACCESSORIES INCLUDED



Elastic band

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving on top corner of the carrier lens

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



# TECHNE

Black Edition



# BLACK

edition



Available Prismatic / Galilean

## SIZE

54 □ 22

Western Fitting    Japan/Asian Fitting

---

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0X	•	
2.5X	•	
3.0X	•	
3.5X	•	•
4.0X		•
5.0X		•

---

## ACCESSORIES INCLUDED




Elastic band

## CUSTOMIZATION

Owner Name / Engraving on top corner of the carrier lens

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



# TECHNE RX

Prescription Lens Edition



# RX

edition

Available Prismatic / Galilean



LOU

accessories included

PPRS



# Accessories

included in the box



For each loupes model, accessories have been developed to perfectly fit its design, guaranteeing greater comfort and protection.

*Per ogni modello loupes sono stati creati accessori perfettamente integrati al suo design, garantendo maggior comfort e protezione.*



LOU

headlights

PPES

BLUE  
LIGHT  
compliance

All Univet headlight solutions are tested for the danger of photobiological impact from prolonged exposure to blue light emitted by the LED source. These measurements are performed in accordance with the international standard IEC 62471:2006 which specifies exposure limits without adverse health effects.

*Tutte le soluzioni headlight Univet sono sottoposte a test per il pericolo d'impatto fotobiologico da esposizione prolungata alla luce blu emessa dalla sorgente LED. Queste misurazioni sono eseguite in conformità alla norma internazionale IEC 62471:2006 che specifica i limiti di esposizione senza effetti negativi per la salute.*



AWARDS



reddot winner 2020



# EOS

wireless

The total absence of cables, a lightweight body combined with a powerful light and a long lasting battery, this is EOS Wireless in a nutshell. The new illuminator is equipped with Advanced Hand Gesture Recognition technology.

*Totale assenza di cavi abbinata a potenza, leggerezza e durata della batteria, questo è EOS Wireless. Il nuovo illuminatore dotato della tecnologia Advanced Hand Gesture Recognition.*

# Aseptic control

works on both sides

LEARN MORE



[univetloupes.com/eos-gesture](https://univetloupes.com/eos-gesture)

# Hand Gesture

## RECOGNITION TECHNOLOGY

The - Advanced Hand Gesture Recognition - technology, working on both sides, allows you to control the device without touch to improve hygiene.

*La tecnologia - Advanced Hand Gesture Recognition - presente su entrambi i lati, permette la gestione dei comandi senza contatto garantendo una maggiore igiene.*



**ASEPTIC CONTROL**  
Controllo asettico



**TOUCH CONTROL**  
Controllo touch




**SAVE BATTERY**  
Risparmio batteria







DESIGN  
BATTERY  
CHARGER



# headlight

DETAILS

EOS  
wireless

## FEATURES

Advanced Hand Gesture Recognition technology  
Blue light compliant / Conforme ai limiti di emissioni di luce blu  
Color temperature / Temperatura di colore: 5700 K  
Brightness / Intensità luminosa: 38000 lux  
Battery life / Durata della batteria: 140 min  
Headlight weight / Peso faretto: 36 g

---

## SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	7,5	38000

---

## ACCESSORIES INCLUDED

2 Batteries  
Battery charger  
Universal magnetic adapter  
UV 525 nm composite filter

---

## OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

# EOS

Wireless



# EOS

Defined  
light spot

Headlight System





EOSHP

UNIVET


UNIVET

# EOS

## HP lite

The edge-to-edge beautiful light spot, intense brightness and the long battery life are the main features that make EOS HP Lite the most performing of the range.

*La risoluzione, l'intensità e la potenza dell'illuminazione, così come la lunga durata della batteria sono caratteristiche che rendono EOS HP Lite il più performante degli illuminatori.*





EOS HP LITE  
LIGHT SPOT



PLUG & PLAY  
INTERCHANGEABLE  
CABLE

# headlight

DETAILS

EOS  
HP lite



## FEATURES

Blue light compliant / Conforme ai limiti di emissioni di luce blu

Color temperature / Temperatura di colore: 5700 K

Brightness / Intensità luminosa: 45000 lux

Battery life at max brightness / Durata alla max intensità: 8 h

Headlight weight / Peso faretto: 28 g

---

## SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	8,3	45000

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Battery charger

Universal magnetic adapter

UV 525 nm composite filter

---

## OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

EOS

HP lite



Head

LIGHT



🔋

EOS 2.0

EOS

• • •

UNIVET<sup>®</sup>  
OPTICAL TECHNOLOGIES

UNIVET<sup>®</sup>  
OPTICAL TECHNOLOGIES

• • •

# EOS

## 2.0

Compact shapes and lightness are combined with high performance lighting. EOS 2.0 has been designed to be perfectly compatible with our loupes devices.

*Forme compatte e leggerezza sono abbinata a qualità illuminotecniche ultra performanti. EOS 2.0 è stato progettato per essere perfettamente compatibile con tutti i nostri sistemi ingrandenti.*







EOS 2.0  
LIGHT SPOT

# headlight

DETAILS

EOS  
2.0

## FEATURES

Blue light compliant / Conforme ai limiti di emissioni di luce blu

Color temperature / Temperatura di colore: 5500 K

Brightness / Intensità luminosa: 35000 lux

Battery life at max brightness / Durata alla max intensità: 8 h

Headlight weight / Peso faretto: 11 g

---

## SPOT SHAPE



Working distance (cm)	Ø (cm)	lux
35	10,5	35000

---

## ACCESSORIES INCLUDED

Battery charger

Universal magnetic adapter

UV 525 nm composite filter

---

## OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

# EOS

2.0



# Head

# LIGHT



LOU

headlight optional

PPRS

## CUSTOM MAGNETIC ADAPTERS

### LOOK

Custom magnetic adapter  
cod. KZ27931.0A



### COOL

Custom magnetic adapter  
cod. KZ27931.0A



### ITA

Custom magnetic adapter  
cod. KZ41718.0A



### ONE

Custom magnetic adapter  
cod. KZ27931.0A

### ASH

Custom magnetic adapter  
cod. KZ25918.0A



### TECHNE/RX

Custom magnetic adapter  
cod. KZ25818.0A

# Optional

Custom headlight adapter



The magnetic adapter, specific for each loupes model, allows a quick and comfortable fixing of the headlight. Loupes and light become an integrated system.

*L'adattatore magnetico, specifico per ogni modello di loupes, consente un rapido e confortevole fissaggio dello spot luminoso. Loupes e spot diventano un tutt'uno.*





ready made

PPRS

## SIZE

66 □ 15

Western Fitting   Japan/Asian Fitting

## ACCESSORIES INCLUDED

Elastic band

## FEATURES

*Quick Loupes are loupes accessible to everyone. Easy to use with predefined interpupillary distances that can be selected according to your needs, they maintain the quality, comfort and optical characteristics of a Tailor Made loupes.*

*Available only in Galilean 2.5X version.*

*Quick Loupes è il sistema ingrandente accessibile a tutti. Semplice da utilizzare con distanze interpupillari predefinite che si possono scegliere in relazione alle proprie esigenze, mantiene tutti i vantaggi, il comfort e le caratteristiche ottiche dei dispositivi Tailor Made loupes.*

*Disponibile solo nella versione Galilean 2.5X*

## INTERPUPILLARY DISTANCE

Size	PD at infinite viewing (mm)	Range covered (mm)
S	60	58 - 62
M	64	62 - 66
L	68	66 - 70


## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics

### Black Green



### White Pink



# Quick Loupes

White Red





Quick  
Available Galilean 2.5X



## SIZE

Adjustable Fitting

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0X		
2.5X		
3.0X		
3.5X		•
4.5X *		•
6.0X *		•

\* Magnification available only with Headgear & Air-X systems

## ACCESSORIES INCLUDED

Magnetic headlight adapter

## FEATURES

- Flexible structure with no pressure points
- Adjustment of the vertical axis and declination angle
- Interchangeable sweatband sponges
- Can be worn over prescription eyewear

*Struttura flessibile, senza punti di pressione*  
*Regolazione di asse verticale e angolo di inclinazione*  
*Spugne parasudore intercambiabili*  
*Sovrapponibile agli occhiali da vista*

## FRAME

Details



# HEADGEAR





Head  
gear

Available Prismatic

# LOUPEES

## SIZE

66 □ 15  
Universal Fitting

Magnification		
	Galilean	Prismatic
2.0X		
2.5X	•	
3.0X		
3.5X		•
4.5X *		•
6.0X *		•

\* Magnification available only with Air-X & Headgear systems

## ACCESSORIES INCLUDED

Elastic band  
Replaceable protective lens  
Magnetic headlight adapter


## FEATURES

The most protective loupes ever created  
Replaceable protective lens  
Adjustment of the vertical axis and declination angle  
Can be worn over prescription eyewear

*Il miglior loupes protettivo mai creato  
Lente protettiva sostituibile  
Regolazione dell'asse verticale e dell'angolo di inclinazione  
Sovrapponibile agli occhiali da vista*

## COLOURS CHART

available colour combinations for frame/optics



AIR X



Air X

Available Prismatic / Galilean

# LOUPE

LOU



safety solutions

PPES



Eye & face  
protection

# Safety

## OVERLOUPES

Univet has developed solutions for protection even when using magnifying systems and headlights, which will allow you to carry out your profession in maximum safety.

*Univet ha sviluppato soluzioni per una protezione anche durante l'utilizzo di sistemi ingrandenti e illuminatori, che ti permetteranno di svolgere la tua professione in totale sicurezza.*

# 01

### EN 166 CERTIFIED

Face protection certified in the laboratory according to EN 166 standard.

*Protezione occhi e viso certificata in laboratorio secondo gli standard EN 166.*

# 02

### OPTICAL CLASS 1 CERTIFIED

Correct focus and no optical distortion.

*Corretta messa a fuoco e assenza di distorsione ottica.*

# 03

### ANTI-FOG PROPRIETY CERTIFIED

Anti-fog lens certified to ensure a clear and unobstructed vision.

*Lente anti appannante certificata per garantire una visione chiara e senza ostacoli.*

DOWNLOAD  
CATALOGUE



[univetloupes.com/safety-catalogue](https://univetloupes.com/safety-catalogue)

tailor made

50

LOUPES

Look & Cool



Pag. 53



ITA



Pag. 61



ONE



Pag. 67



ASH



Pag. 73



TECHNE



Pag. 79



TECHNE RX



Pag. 85



headlights

90

LOUPES

EOS Wireless



Pag. 95



EOS HP Lite



Pag. 103



EOS 2.0



Pag. 109



Quick Loupes



Pag. 121



HEADGEAR



Pag. 123



AIR X






Pag. 125



ready made

118

LOUPES

LOUPES	SYSTEM	OPTICS	 GALILEAN PRO HD				 PRISMATIC XS ULTRA-HD			 PRISMATIC ULTRA-HD		
		MAGNIFICATION	2.0 X	2.5 X	3.0 X	3.5 X	3.5 X	4.0 X	5.0 X	3.5 X	4.5 X	6.0 X
TAILOR MADE	TTL	LOOK	•	•	•	•						
		COOL	•	•	•	•						
		ASH	•	•	•	•	•	•	•			
		ONE	•	•	•	•	•	•	•			
		ITA	•	•	•	•	•	•	•			
		TECHNE	•	•	•	•	•	•	•			
		TECHNE RX	•	•	•	•	•	•	•			
READY MADE	TTL	QUICK LOUPES		•								
	FLIP-UP	HEADGEAR							•	•	•	
		AIR-X		•						•	•	•

All specifications and descriptions are subject to change without notice. All rights reserved. Text, images, graphics are subject to copyright and other protective laws. The content of this publication may not be copied, distributed or modified for commercial purposes without written authorization by Univet Loupes Spa.

Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica sono soggetti a copyright e altre leggi di tutela. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet Loupes Spa.



Made in Univet



[www.univetloupes.com](http://www.univetloupes.com)

 UNIVET



**UNIVET LOUPES Spa** Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · [info@univetloupes.com](mailto:info@univetloupes.com)